



**TRIXLINE Kinesio tape, taśma kinezyjologiczna,
5cmx5m, czerwona, 1 sztuka - opis produktu**

Nowoczesna metoda tapingu jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy cierpią codziennie na sztywność i ból. Mięśnie, ścięgna i stawy łatwo można zablokować, a jednocześnie są wspierane przez przepływ krwi. A wszystko to bez ograniczenia ruchu. Rezultatem jest ulga i przyspieszenie regeneracji. Materiał oddychający, wodoodporny, hipoalergiczny klej.

Zastosowanie: kinesio taping, przy bólach mięśni, stawów i ścięgien, jako zapobieganie i leczenie urazów.

Sposób użycia: przed aplikacją należy dokładnie oczyścić i osuszyć skórę, a jeśli to konieczne, również ogolić. Długość taśmy musi odpowiadać długości napiętego mięśnia w ciele. Aby zapewnić jej maksymalną trwałość, należy potrzebne oklejone miejsca w celu aktywacji kleju. Zalecane noszenie pojedynczej aplikacji taśmy przez 5 dni.

Skład: 96% bawełna, 4% elastan, elastyczność do 170%.

Ważne wskazówki:

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.